

**Bleach Concentrate · Bleichbad Konzentrat · Blanchiment Concentré · Blanqueador Concentrado
Concentrato Sbianca · Konzentrat Wybielacza · Концентрат Отбеливателя**

for · für · pour · para · per · dla · для: Process C-41 BNP, C-41 RA, CN-16L, CN-16FA.

REFLESHISHER · REGENERATOR · ENTRETIEN · REFORZADOR · INTEGRATORE · REGENERATOR · ПОПОЛНИТЕЛЬ

The solution is ready-to-use!

Die Lösung ist gebrauchsfertig!
La solution est prête à l'emploi!
Раствор готов к применению!

La solución esta lista para su empleo!
Prodotto pronto per l'uso.
Roztwór gotowy do użycia!

WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG · SOLUTION DE TRAVAIL · BAÑO BASE · BAGNO BASE · ROZTWÓR ROBOCZY · ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Water

Wasser · Eau
Agua · Acqua
Woda · Вода

BL conc. · BL Konz.

Multistarter

Art. No. 103333



275 ml

+



700 ml

+



25 ml

=



1 l

**REFRESHMENT RATE · REGENERIERRATE · TAUX D'ENTRETIEN · TASA DE REFUERZO · TASSO D'INTEGRAZIONE
ДАВКА РЕГЕНЕРАЦЫЈНА · НОРМЫ ПОПОЛНЕНИЯ**

C-41 BNP: 5 ml / 135-24

CN-16L: 5 ml / 135-24

C-41 RA: 5 ml / 135-24

CN-16FA: 5 ml / 135-24

**TEMPERATURE / TIME · TEMPERATUR / ZEIT · TEMPÉRATURE / TEMPS · TEMPERATURA / TIEMPO · TEMPERATURA / TEMPO
TEMPERATURA / CZAS · TEMПЕРАТУРА / ВРЕМЯ**

C-41 BNP: 38 °C ± 3 °C / 45 s

CN-16L: 38 °C ± 3 °C / 50 s

C-41 RA: 38 °C ± 3 °C / 45 s

CN-16FA: 38 °C ± 3 °C / 50 s

